

实验设计

拟南芥根真菌滤液

1. 材料：拟南芥
2. 处理：

1. 纯化真菌滤液1
2. 纯化真菌滤液2
3. 纯化真菌滤液3

1. 检测指标：H⁺
2. 检测部位：根分生区（过渡区中点）
3. 具体方案：

1. 纯化真菌滤液1、2、3处理拟南芥根24h后（处理时间可调整），定点检测10分钟
2. 纯化真菌滤液1、2、3处理前检测5分钟，纯化真菌滤液1、2、3实时处理后检测10分钟

七、重复数：8

(唯一的)问答 ID: #1034

作者: xuyuenmt

更新时间：2022-07-19 04:30