

实验设计

苹果砧木根低N处理NO₃-

1. 材料：转基因苹果砧木
2. 检测部位：根成熟区（约距根尖3000 μm）
3. 检测指标：NO₃-
4. 处理：

1. 低氮（0.3 mM NO₃-）处理24 h
2. 低氮24 h + 原钒酸钠处理40 min

1. 具体方案：

定点检测5min，4重复/组（根据现场结果可能会增加至8个重复）

(唯一的)问答 ID: #1054

作者: xuyuenmt

更新时间：2022-07-19 04:34