

实验设计

昆虫触角

检测样品：昆虫

检测部位：触角

检测指标：K⁺

检测位点及测定时间：扫点测量，每个位点测定稳定数据时间3min

测试液：0.1 mM KCl, 0.1 mM CaCl₂, 0.1 mM MgCl₂, 0.5 mM NaCl, 0.3 mM MES, 0.2 mM Na₂SO₄, pH 6.0

(唯一的)问答 ID: #1074

作者: xuyuenmt

更新时间：2022-07-19 04:37